

Zo doe je de katniercheck:

Maak mijn kattenbak goed schoon en doe alleen de korrels uit de Niercheck Kit in mijn kattenbak



Verzamel alleen mijn plas en wacht hier niet te lang mee!



Vul eventueel mijn bak aan met korrels uit een extra Niercheck Kit. Als ik écht niet op mijn bak wil leg dan wat gewone korrels in een hoekje van mijn bak



Breng mijn plasje zo snel mogelijk naar de dierenarts en vergeet de waardebon voor mijn cadeautje niet!

Meer informatie vind je op www.doedekatniercheck.nl



Mijn Niercheck Kit bevat:

- Een afgemeten hoeveelheid niet-absorberende kattenbakkorrels.
- Een plastic pipetje voor het hygiënisch opzuigen van de urine.
- Een verzamelbuisje voor het opvangen en vervoeren van urine naar de dierenartspraktijk.
- Een waardebon voor een kattenspeeltje en iets lekkers bij inlevering van de urine bij de dierenarts.